

FEHLING...
... THE DIFFERENCE

9

RF-INSTRUMENTS
RF-INSTRUMENTE



FEHLING
INSTRUMENTS

Hanauer Landstraße 7A · 63791 Karlstein/Germany · www.fehling-instruments.de



+49 (0) 61 88 - 95 74.0

















+49 (0) 61 88 - 95 74.45



info@fehling-instruments.de



CERAMO®





BALL ELECTRODES KUGELELEKTRODEN	Ø BALL KUGEL	TOTAL LENGTH GESAMTLÄNGE	Ø SHAFT SCHAFT	ITEM NO. ARTIKELNR.
	4,0 mm	50 mm	4,0 mm	WOE-4
	6,0 mm	50 mm	4,0 mm	WOE-6
	6,0 mm	130 mm	4,0 mm	WOK-5
	2,0 mm	50 mm	2,4 mm	WOJ-7
	4,0 mm	55 mm	2,4 mm	WOJ-8
	6,0 mm	50 mm	2,4 mm	WOD-6
	4,0 mm	130 mm	2,4 mm	WPA-4





NEEDLE ELECTRODES NADELELEKTRODEN	Ø NEEDLE NADEL	LENGTH/LÄNGE		Ø SHAFT SCHAFT	ITEM NO. ARTIKELNR.
		NEEDLE NADEL	TOTAL GESAMT		
	0,8 mm	25 mm	50 mm	4,0 mm	WOE-9
	0,7 mm	15 mm	55 mm	4,0 mm	WOJ-2
	0,8 mm	12 mm	140 mm	4,0 mm	WOJ-0
	0,5 mm	29 mm	80 mm	4,0 mm	WOJ-5
	0,5 mm	20 mm	70 mm	2,4 mm	WPB-5
	0,7 mm	20 mm	70 mm	2,4 mm	WPB-6
	0,7/0,5 mm	12 mm	150 mm	2,4 mm	WPB-8

 INSULATED
ISOLIERT

CERAMO®





LANCET ELECTRODES LANZETTELEKTRODEN	WIDTH BREITE	LENGTH/LÄNGE		Ø SHAFT SCHAFT	ITEM NO. ARTIKELNR.
		LANCET LANZETTE	TOTAL GESAMT		
	1,6 mm	19 mm	45 mm	4,0 mm	WOI-1
	1,5 mm	17 mm	50 mm	4,0 mm	WOE-1





KNIFE ELECTRODES MESSERELEKTRODEN	WIDTH BREITE	LENGTH/LÄNGE		Ø SHAFT SCHAFT	ITEM NO. ARTIKELNR.
		KNIFE MESSER	TOTAL GESAMT		
	3,3 mm	25 mm	50 mm	4,0 mm	WOK-4
	2,5 mm	20 mm	50 mm	4,0 mm	WOJ-3
	2,4 mm	20 mm	150 mm	4,0 mm	WOJ-6
					
	3,3 mm	24 mm	55 mm	4,0 mm	WOE-3

SPATULA ELECTRODES SPATELELEKTRODEN	WIDTH BREITE	LENGTH/LÄNGE		Ø SHAFT SCHAFT	ITEM NO. ARTIKELNR.
		SPATULA SPATEL	TOTAL GESAMT		
	3,0 mm	24 mm	55 mm	4,0 mm	WOE-2
TIP MALLEABLE SPITZE BIEGSAM	2,0 mm	16 mm	100 mm	4,0 mm	WOJ-1
					
	2,5 mm	20 mm	70 mm	2,4 mm	WOE-8
	2,5 mm	20 mm	160 mm	2,4 mm	WPB-7
					

 INSULATED
ISOLIERT


CERAMO®

WIRE LOOP ELECTRODES DRAHTSCHLINGENELEKTRODEN	Ø LOOP/SCHLINGE	TOTAL LENGTH GESAMTLÄNGE	Ø SHAFT/SCHAFT	ITEM NO. ARTIKELNR.
	5,0 mm	45 mm	4,0 mm	WOI-7
	10,0 mm	50 mm	4,0 mm	WOI-8
	5,0 mm	55 mm	2,4 mm	WOJ-9
	10,0 mm	60 mm	2,4 mm	WPB-3

RIBBON LOOP ELECTRODES BANDSCHLINGENELEKTRODEN	Ø LOOP/SCHLINGE	TOTAL LENGTH GESAMTLÄNGE	Ø SHAFT/SCHAFT	ITEM NO. ARTIKELNR.
	12,0 mm	50 mm	4,0 mm	WOJ-4
	10,0 mm	50 mm	4,0 mm	WOK-1
	15,0 mm	50 mm	4,0 mm	WOK-2
	10,0 mm	60 mm	2,4 mm	WPB-4

 INSULATED
ISOLIERT

MONOPOLAR ABLATION INSTRUMENT
MONOPOLARES ABLATIONSINSTRUMENT






HANDLE, REUSABLE
HANDSTÜCK, WIEDERVERWENDBAR
270 mm

WAT-1

SINGLE USE ELECTRODE
EINMAL-ELEKTRODE



WAT-6

PACKAGING SIZE: 10 PIECES
PACKUNGSGRÖSSE: 10 STÜCK

		
3,3 mm	4,0 mm	4,0 mm
WEU-0	WEU-1	WEU-2



MONOPOLAR FORCEPS WITH PLUG
MONOPOLARE PINZETTEN MIT STECKER

		
	1,0 mm	2,0 mm
145 mm	WAO-1	-
180 mm	WAO-2	WAO-3
210 mm	WAO-4	WAO-5
240 mm	WAL-3	WAO-6



NON-STICK
MONOPOLAR SUCTION TUBES
MONOPOLARE SAUGER
130 mm



0,5 mm

CERAMO®
105 mm
WOM-3





2,0 mm

CERAMO®
195 mm
WOI-0



105 mm

		CERAMO®	UNCOATED UNBESCHICHTET
	0,3 mm POINTED/SPITZ	WOM-1	ZAY-4
	0,5 mm	WOM-2	ZAY-5
	1,0 mm	WOM-4	ZAY-9
	0,3 mm POINTED/SPITZ	WOM-5	ZAY-6
	0,3 mm POINTED/SPITZ	WOM-6	ZAY-7
	0,5 mm	WOM-7	ZAY-8
	1,0 mm	WOM-8	ZAY-0




		CERAMO®	UNCOATED UNBESCHICHTET
	0,3 mm POINTED/SPITZ	WOH-5	ZAX-4
	1,0 mm	WOH-7	ZAX-5
	1,0 mm	WOH-8	ZAX-6
	2,0 mm	WOH-9	ZAX-7



165 mm









*DELICATE/FEIN
165 mm

		CERAMO®	UNCOATED UNBESCHICHTET
	0,3 mm POINTED/SPITZ	WOH-1	ZAW-6
	1,0 mm	WOH-3	ZAW-7
	0,3 mm POINTED/SPITZ	WOH-0	ZAX-0
	1,0 mm	WOH-4	ZAW-9
	0,3 mm DELICATE/FEIN*	WOH-2	ZAW-8




195 mm



		CERAMO®	UNCOATED UNBESCHICHTET
	0,3 mm POINTED/SPITZ	WOG-3	ZAX-8
	1,0 mm	WOG-1	ZAX-9
	2,0 mm	WOG-2	ZAY-1
	0,7 mm	WOM-0	ZEF-1
	1,2 mm	WOG-9	ZEF-2
	1,0 mm	WOG-7	ZAY-2
	0,7 mm	WOL-9	ZEF-3
	1,2 mm	WOM-9	ZEF-4
	1,0 mm	WOG-6	ZAY-3



*DELICATE/FEIN
165 mm



190 mm

		CERAMO®	UNCOATED UNBESCHICHTET
	0,3 mm POINTED/SPITZ	WON-2	ZAX-2
	1,0 mm	WON-3	ZAX-3
	0,4 mm DELICATE/FEIN*	WON-1	ZAX-1

165 mm

1/1


1/1



220 mm

¹/₁

		CERAMO®	UNCOATED UNBESCHICHTET
	1,0 mm	WOL-4	ZEE-3
	2,0 mm	WOL-7	ZEG-9
	2,2 mm	WOL-3	WOL-5




		CERAMO®	UNCOATED UNBESCHICHTET
	1,0 mm	WOL-1	ZEG-1
	2,0 mm	WOL-2	WOL-6







300 mm

²/₃





		CERAMO®	UNCOATED UNBESCHICHTET
	0,7 mm	WOP-9	ZES-1
	1,2 mm	WOP-7	ZDP-4
	0,7 mm	WOR-0	ZEF-0
	0,7 mm	WOP-8	ZEE-7
	1,2 mm	WOP-6	ZEE-6




		CERAMO®	UNCOATED UNBESCHICHTET
	0,3 mm POINTED/SPITZ	WOG-4	CDN-3
	0,7 mm	WOP-4	CCA-0
	1,2 mm	WOG-5	ZCC-5
	2,0 mm	WOG-8 (250 mm)	ZEG-0 (250 mm)
	1,2 mm	WOP-5	ZEE-5
	0,7 mm	WOP-1	ZEE-8
	1,2 mm	WOP-2	ZEE-9

CERAMO®



FLUSHING FORCEPS
SPÜLPINZETTEN

	200 mm	230 mm	250 mm
 1,5 mm ONE-SIDED EINSEITIG	WOS-1	WOS-2	WOS-3
 1,5 mm BOTH SIDES BEIDSEITIG		WOS-4	



ONE-SIDED
EINSEITIG

BOTH SIDES
BEIDSEITIG







LENGTH -a- LÄNGE -a-	85 mm	115 mm
TOTAL LENGTH GESAMTLÄNGE	200 mm	230 mm
 0,5 mm	WOS-5	WOS-7
 1,0 mm	WOS-6	WOS-8

BIPOLAR

PLUG INSTRUMENT SIDE
STECKER INSTRUMENTENSEITE



SAFTY PLUG
SICHERHEITSSTECKER




PLUG UNIT SIDE STECKER GERÄTESEITE	LENGTH LÄNGE	ITEM NO. ARTIKELNR.
 ERBE, STORZ, WOLF	4,5 m	ZAW-5
 VALLEYLAB, SUTTER (CURIS)	4,5 m	ZGA-7
 MARTIN, BERCHTOLD, AESCULAP, SUTTER (BM 780)	4,5 m	ZAW-2
 CODMAN (OLD UNITS / ALTE GERÄTE)	4,5 m	ZAW-1
 AESCULAP (OLD UNITS / ALTE GERÄTE)	4,5 m	ZAV-0
 US UNITS / AMERIKANISCHE GERÄTE, SUTTER (CURIS) <small>not allowed in Germany and France in Deutschland und Frankreich nicht erlaubt</small>	4,5 m	WNS-0

MONOPOLAR

PLUG INSTRUMENT SIDE
STECKER INSTRUMENTENSEITE



TOUCH SAFE
BERÜHRSICHER

PLUG UNIT SIDE STECKER GERÄTESEITE	LENGTH LÄNGE	ITEM NR. ARTIKELNR.
 MARTIN, BERCHTOLD, AESCULAP, ERBE T-SERIE, SUTTER BM780	3,5 m	ZAV-5
 ERBE ACC/ ICC/ VIO, STORZ, WOLF	3,5 m	ZAV-3
 US UNITS / AMERIKANISCHE GERÄTE, SUTTER (CURIS)	3,5 m	ZAV-4